

KLS Martin ME 102

Det kompakte el-kirurgiapparat med stor kapacitet.

- KLS Martin ME 102 er et alsidigt el-kirurgiapparat med fremragende skære- og koagulationsegenskaber.
- ME 102 er designet til mindre operationer og ambulante opgaver.
(CF; defibrillator-godkendt)



- ① Micro Funktion der reducerer udgangseffekten til ca. 1/3, hvilket gør det muligt at dosere HF- effekten uhyre præcist.
 - ② Monopolar CUT" funktion
(Med eller uden koagulation)
 - ③ Høj patientsikkerhed takket være den dobbelte neutralelektrode.
 - ④ Trinløs indstilling af udgangseffekt
 - ⑤ Stik til monopolare instrumenter eller håndtag (Internationale eller KLS Martin)
 - ⑥ Bipolar autostart funktion eller fodbetjent
 - ⑦ Stik til bipolare instrumenter (KLS Martin)
- Et professionelt el-kirurgiapparat.
 - Mange anvendelsesmuligheder.
 - Stor patientsikkerhed.
 - Driftssikker el-kirurgi.

Afprøvning eller demonstration efter aftale!

ME 102 brochure, 6 sider, bestillingsnummer 90-788-02-06 kan rekvireres via:

LJ Medical kundeservice: 7026 0004 ⇨

**Ring nu og få
et godt tilbud!**