

Spar penge og tid med de nye bi-polare pincetter.


Nyhed!

NON-STICK **red**

revolutionary
ergonomic
design



Spidserne er fremstillet af ædelt metal, hvilket giver en perfekt varmeledningsevne.




Varmen ledes lynhurtigt fra vævet efter den ønskede koagulation.

Vævet klæber ikke til pincet-spidserne.


Man kan derfor spare udgifter til dyre tip-cleanere!




Styrestift mekanisme, der sikrer at spidserne mødes præcist – hver gang!



marGRiP
Ergonomisk greb med konkave riller.



Geometrien af spidserne giver et bedre udsyn.



Almindelig bajonetformet pincet.

Skaftgeometrien giver et frit udsyn.



Det nye bipolare kabel giver en unik balance.

Demonstration efter aftale!

NON-STICK **red** brochure, 16 sider, bestillingsnummer 90-880-02-05 kan rekvireres via:

LJ Medical kundeservice: 7026 0004 ⇨

Ring nu og få et godt tilbud!