



## Rad-5™ signal extraction pulse oximeter™



Bestnr. 9214  
Med auditiv og visuel alarmfunktion  
for saturation og perfusion



Bestnr. 2053  
Voksen probe med stik til RAD-5



Bestnr. 2058  
PC04 kabel med stik til RAD-5



Bestnr. (se nederst på siden)  
Farvet cover med standerbøjle

Ring lige nu for en rigtig god pris:  
☎ 7026 0004

- **Masimo =**
- **Non-invasive kontinuerlige målinger**
- **Robust – pålidelig – præcis – lynhurtig**
- **Rolls Royce modellen blandt pulsoximetre**
- Masimo Rad-5 - Nyeste teknologi til SpO2 måling.
- Masimo SET V4.3
- Den første håndbårne letvægtsmonitor, der anvender Masimo SET teknologi for måling af saturation.
- Designet til spot-check eller fortløbende monitorering
- Er desuden forsynet med et avanceret støjfilter, der leverer korrekte data også under ekstreme forhold.
- Auditiv og visuel alarm for høj/lav saturation og høj/lav perfusion
- APOD, SIQ (Signal I.Q.®), FastSat®, alarm & PI (Perfusion Index) displays
- 72 timers trend memory
- Lang batterilevetid op til 48 timer på 4 stk. "AA" batterier
- Auditiv alarmfunktion for manglende sensor, ved batteri off og ved for lav batterikapacitet.
- Rad-5 præsterer samme pålidelige måling som ved anvendelse af stationært udstyr
- Omfattende tilbehørsprogram – rekvirer venligst katalog

- **Rad-5 inkl. voksen probe**
- Bestillingsnummer: 9214+2053+coverfarvenummer (se nederst på siden)
- **Rad-5 inkl. PC04 kabel**
- Bestillingsnummer: 9214+2058+coverfarvenummer (se nederst på siden)

### Medleveres:

- 4 stk. "AA" batterier
- Dansk brugsanvisning



1981 Rød



1982 Orange



1980 Gul



1842 Grå



2099 Lyserød



2098 Lyseblå



2097 Blå

**Ni ud af ti tilbud fra L J Medical er exceptionelt gode\*)**

\*) - og resten af vore tilbud er "bare" super gode!

**Kan også leveres uden alarm funktion for saturation og perfusion – se venligst næste side ⇒⇒**



## Rad-5v™ signal extraction pulse oximeter™



Bestnr. 9215  
Uden auditiv og visuel alarmfunktion  
for saturation og perfusion



Bestnr. 2053  
Voksen probe med stik til RAD-5



Bestnr. 2058  
PC04 kabel med stik til RAD-5



Bestnr. (se nederst på siden)  
Farvet cover med standerbøjle

Ring lige nu for en rigtig god pris:  
☎ 7026 0004

- **Masimo =**
- **Non-invasive kontinuerlige målinger**
- **Robust – pålidelig – præcis – lynhurtig**
- **Rolls Royce modellen blandt pulsoximetre**
- Masimo Rad-5v - Nyeste teknologi til SpO2 måling.
- Masimo SET V4.3
- Den første håndbårne letvægtsmonitor, der anvender Masimo SET teknologi for måling af saturation.
- Designet til spot-check
- Er desuden forsynet med et avanceret støjfilter, der leverer korrekte data også under ekstreme forhold.
- SIQ (Signal I.Q.®), FastSat®, alarm & PI (Perfusion Index) displays
- Auditiv alarmfunktion for manglende sensor og ligeledes ved batteri off og ved for lav batterikapacitet.
- Rad-5v præsterer samme pålidelige måling som ved anvendelse af stationært udstyr
- Omfattende tilbehørsprogram – rekvirer venligst katalog
- **Rad-5v inkl. voksen probe**
- Bestillingsnummer: 9215+2053+coverfarvenummer (se nederst på siden)
- **Rad-5v inkl. PC04 kabel**
- Bestillingsnummer: 9215+2058+coverfarvenummer (se nederst på siden)
- **Medleveres:**
- 4 stk. "AA" batterier
- Dansk brugsanvisning



1981 Rød



1982 Orange



1980 Gul



1842 Grå



2099 Lyserød



2098 Lyseblå



2097 Blå

**Ni ud af ti tilbud fra L J Medical er exceptionelt gode\*)**

\*) - og resten af vore tilbud er "bare" super gode!

**Kan også leveres med alarm funktion for saturation og perfusion – se venligst omstændige side ⇨⇨**